

Wb、Elisa対応 抗Ftsj1 ポリクローナル抗体 - Q9Uet6

商品番号: CM0030527



前書き

高品質ウサギ由来抗FTSJ1ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。翻訳と神経発生に関わるtRNAメチルトランスフェラーゼを標的とし、IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTSJ1 ウサギ pAb
備考／別名	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	24140
遺伝子ID	24140
免疫原	ヒトFTSJ1 (NP_036412.1) のアミノ酸170～329番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UET6
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤