


Anti-Ftsj3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iy81

商品番号: CM0029538



前書き

ヒトFTSJ3（pre-rRNA 2'-O-リボースRNAメチルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。リボソームバイオジェネシス、rRNAプロセッシング、およびHIV-1の自然免疫回避に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTSJ3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SPB1; EPCS3; FTSJ3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	117246
GeneID	117246
免疫原	ヒトFTSJ3（NP_060117.3）のアミノ酸608-847に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IY81
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋