


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-Fubp1 ポリクローナル抗体 - Q96Ae4

商品番号: CM0025657



前書き

ヒトFUBP1（FUSE結合タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。約68kDa。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUBP1 Rabbit pAb
備考/別名	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8880
GeneID	8880
免疫原	ヒトFUBP1 (NP_003893.2) のアミノ酸302-644に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AE4
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ