


抗Fubp1ウサギモノクローナル抗体 (Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa用) - Q96Ae4

商品番号: CM0005469



前書き

ヒトFUBP1に対するウサギモノクローナル抗体。IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのFUBP1を検出します。アミノ酸545-644に対応する合成ペプチドから生成。転写調節研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUBP1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8880
GeneID	8880
免疫原	合成ペプチド：ヒトFUBP1 (Q96AE4) のアミノ酸545-644内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AE4
タンパク質重量	68kDa
配送	アイスパック