

Wb、Elisa用抗Fubp3ポリクローナル抗体 - Q96I24

商品番号: CM0029252

前書き

ヒトおよびマウスのfar upstream element-binding protein 3を検出する、高品質なFUBP3ウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに対応しています。この核内DNA結合タンパク質は遺伝子発現を活性化する可能性があり、転写制御研究において貴重なツールとなります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUBP3 Rabbit pAb
別名	FBP3; FUBP3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8939
GeneID	8939
免疫原	ヒトFUBP3（NP_003925.1）のアミノ酸65～260番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96I24
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	保冷剤梱包