

Wb、Ihc-P、Elisa用抗フクチン モノクローナル抗体 - O75072

商品番号: CM0003610

前書き

ヒトフクチン（FKTN）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ジストログリカノパシー、先天性筋ジストロフィー、およびリビトールリン酸転移酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フクチン ウサギ mAb
備考/別名	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Fukutin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2218
GeneID	2218
免疫原	合成ペプチド ヒトフクチン（O75072）のアミノ酸362-461内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75072
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ