


Anti-Fundc1 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8Ivp5

商品番号: CM0019396



前書き

ヒトFUNDClに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。マイトファジーおよびMAM形成に関するミトコンドリア外膜タンパク質を標的としており、オートファジーやミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUNDCl Rabbit pAb
別名	FUNDCl
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	I39341
遺伝子ID	I39341
免疫原	合成ペプチド - ヒトFUNDCl (NP_776155.1) のアミノ酸1~155番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IVP5
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋梱包