


Wb用Anti-Fundc1ポリクローナル抗体 - Q8Ivp5

商品番号: CM0021612



前書き

ヒトFUNDC1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。アミノ酸50-155由来のペプチド免疫原。ミトファジー、ミトコンドリアダイナミクス、およびMAMs研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUNDC1 Rabbit pAb
備考/別名	FUNDC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	139341
GeneID	139341
免疫原	合成ペプチド ヒトFUNDC1 (NP_776155.1) のアミノ酸50-155内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IVP5
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ