


抗Fundc1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、Elisa対応） - Q8Ivp5

商品番号: CM0011310



前書き

WB、IP、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの組換え抗FUNDClウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFUNDCl（17 kDa）を検出します。マイトファジー、ミトコンドリアダイナミクス、血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUNDCl ウサギmAb
別名	Fundc1
対象種	ヒト
GeneID	139341
免疫原	ヒトFUNDCl（NP_776155.1）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IVP5
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷剤