

WbおよびElisa用抗Furinモノクローナル抗体 - P09958

商品番号: CM0010922



前書き

WBおよびELISA用抗Furinウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応し、プロタンパク質転換酵素Furinを標的とします。研究および診断用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FurinウサギmAb
備考／別名	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5045
遺伝子ID	5045
免疫原	合成ペプチド：ヒトFurin (P09958) のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09958
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ