

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗フーリン ウサギポリクローナル抗体 - P09958

商品番号: CM0025667



前書き

ヒトフーリン（PCSK3/PACE）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのフーリンを認識します。TGF- β シグナル伝達や宿主-病原体相互作用の研究などに応用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フーリン ウサギ pAb
備考/別名	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5045
GeneID	5045
免疫原	合成ペプチド ヒトフーリン（NP_002560.1）のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09958
タンパク質分子量	87kDa
発送方法	保冷バッグ