

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Fus（Ko検証済）ポリクローナル抗体 - P35637

商品番号: CM0029112



前書き

ヒトRNA結合タンパク質FUS

(TLS)に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。RNAプロセッシング、DNA修復、ALS関連メカニズムの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KO検証済] FUS ウサギ pAb
備考/別名	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US
種	ヒト
遺伝子ID	2521
免疫原	ヒトFUS (NP_004951.1)のアミノ酸297-526に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35637
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ