

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Fusウサギポリクローナル抗体 - P35637

商品番号: CM0018980



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みのFUSウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経変性疾患およびがんにおけるRNA結合タンパク質FUSの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUSウサギpAb
備考／別名	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2521
遺伝子ID	2521
免疫原	ヒトFUS (NP_004951.1) のアミノ酸297～526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35637
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ