

WbおよびElisa用 Anti-Fut11 ウサギポリクローナル抗体 - Q495W5

商品番号: CM0023629

前書き

FUT11

ウサギポリクローナル抗体は、組換えヒトFUT11タンパク質に対して作製され、WBおよびELISAで検証済みです。O-
フコシル化研究や糖鎖生物学研究に適しています。ヒトFUT11タンパク質（約56 kDa）に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT11 Rabbit pAb
備考/別名	FUCTXI; FUT11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	170384
GeneID	170384
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q495W5
タンパク質分子量	56kDa
輸送	保冷バッグ