

Wb、Elisa用抗Fut2ラビットポリクローナル抗体 - Q10981

商品番号: CM0030788

前書き

ヒトFUT2（分泌型因子）を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。糖鎖修飾および血液型抗原研究における研究用途として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT2 Rabbit pAb
備考/別名	SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2524
GeneID	2524
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10981
タンパク質分子量	39kDa
配送	水袋