

Anti-Fut4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P22083

商品番号: CM0024003

前書き

ヒトFUT4（CD15/LeX）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適用可能；マウスおよびラットと交差反応します。白血球の移動や発生におけるフコシルトランスフェラーゼの生物学的機能を解明します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FUT4 Rabbit pAb
備考/別名	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2526
免疫原	ヒトFUT4 (NP_002024.1) のアミノ酸186-331に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22083
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ