

抗Fut6ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P51993

商品番号: CM0025284

前書き

ヒトフコシルトランスフェラーゼ6（FUT6/Fuc-TVI）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。
WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みであり、シアリルルイスX合成および関連バイオマーカー研究を含む糖生物学研究向けに開発されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT6 Rabbit pAb
別名	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2528
遺伝子ID	2528
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51993
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤梱包