

Wb、Elisa用抗Fut7ポリクローナル抗体 - Q11130

商品番号: CM0027514

前書き

ウサギ抗ヒトFUT7ポリクローナル抗体（FucT-VII）、WB・ELISA用途です。ヒト、マウス、ラットと反応し、フコシルトランスフェラーゼ7およびシアリルルイスXを介した白血球接着の研究に使用できます。製品番号Q11130。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT7 ウサギ pAb
備考/別名	FucT-VII; FUT7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2529
GeneID	2529
免疫原	ヒトFUT7（NP_004470.1）のアミノ酸100～200領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q11130
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤