


Wb、Elisa用 抗Fut8 ポリクローナル抗体 - Q9Byc5

商品番号: CM0015023



前書き

ヒトFUT8 (α-1,6-フコシルトランスフェラーゼ) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応性あり。糖鎖生物学、IgG研究、CDG研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT8 ウサギ pAb
備考/別名	CDGF, CDGF1, FUT8
種	ヒト
遺伝子ID	2530 (ヒト)
免疫原	ヒトFUT8 (NP_835367.1) のアミノ酸376-575に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BYC5
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ