


抗Fxn/フラタキシン ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - Q16595

商品番号: CM0013948



前書き

ヒトフラタキシン（FXN）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。鉄硫黄クラスター生合成およびフリードライヒ運動失調の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXN / フラタキシン ウサギpAb
備考/別名	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2395
GeneID	2395
免疫原	ヒトFXN/フラタキシン (NP_000135.2) のアミノ酸42-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16595
タンパク質分子量	23kDa
発送	氷嚢