


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用 抗Fxr1 モノクローナル抗体 - P51114

商品番号: CM0009064



前書き

WB、IP、IF/ICC、ELISA用

ウサギモノクローナル抗FXR1抗体。ヒト、マウス、ラットの内在性FXR1（約70 kDa）を検出します。神経発生、筋肉、精子形成におけるmRNA翻訳/安定性を調節するRNA結合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXR1 ウサギ mAb
備考/別名	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
種	ヒト
GeneID	8087
免疫原	ヒトFXR1 (P51114) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51114
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ