


Wb・Elisa用 抗Fxr1 ウサギポリクローナル抗体 - P51114

商品番号: CM0029943



前書き

ヒトFXR1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。mRNA翻訳制御、神経発生、筋肉発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXR1 Rabbit pAb
備考・別名	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8087
免疫原	ヒトFXR1 (NP_005078.2) のアミノ酸250～350領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51114
タンパク質分子量	70kDa
輸送方法	氷袋梱包