


Wb、Ihc-P、Elisa向け抗Fxr/Nr1H4ウサギモノクローナル抗体 - Q96Ri1

商品番号: CM0006924



前書き

ヒトFXR/NR1H4を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの実証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。胆汁酸受容体シグナル伝達および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXR/NR1H4 ウサギmAb
別名	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9971
遺伝子ID	9971
免疫原	ヒトFXR/NR1H4 (NP_001193922.1) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96R11
タンパク質分子量	48 kDa/54/kDa/55 kDa/56 kDa
発送方法	保冷剤