


Anti-Fxyd1 (Phospholemman) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O00168

商品番号: CM0019507



前書き

ヒトFXYD1/Phospholemmanに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで有効性が確認済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があります。イオン輸送調節およびNKA活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXYD1 ウサギ pAb
備考/別名	PLM; FXYD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5348
GeneID	5348
免疫原	合成ペプチド ヒトFXYD1 (NP_005022.2)のアミノ酸1-92に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00168
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ