

Wb、Elisa用 Anti-Fxyd6 ポリクローナル抗体 - Q9H0Q3

商品番号: CM0017723



前書き

ヒトFXYD6（phosphohippolin）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。イオン輸送研究のためのナトリウム/カリウムATPアーゼ調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXYD6 Rabbit pAb
備考/別名	FXYD6
種	ヒト
遺伝子ID	53826
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFXYD6（NP_071286.1）のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9H0Q3
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋