

抗Fxyd7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P58549

商品番号: CM0016844

前書き

ヒトFXYP7に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ナトリウム/カリウムATPaseの調節およびイオン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXYP7 ウサギpAb
備考/別名	FXYP7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	53822
GeneID	53822
免疫原	ヒトFXYP7 (NP_071289.1) のアミノ酸1〜80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P58549
タンパク質分子量	9kDa
輸送方法	保冷剤