


Wb、Elisa用抗Fybポリクローナル抗体 - O15117

商品番号: CM0016252



前書き

ヒトFYB（FYN結合タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。T細胞シグナル伝達およびアクチン細胞骨格再編成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FYB Rabbit pAb
備考/別名	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2533
遺伝子ID	2533
免疫原	ヒトFYB (NP_001456.3) のアミノ酸678-829に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O15117
タンパク質分子量	85kDa
配送	氷袋