

抗Fynウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P06241

商品番号: CM0007901



前書き

ヒトFyn（P06241）に対する高検証済みウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに特異的です。マウスおよびラットと交差反応します。免疫応答、軸索ガイダンス、細胞接着におけるチロシンキナーゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fyn ウサギmAb
備考/別名	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2534
遺伝子ID	2534
免疫原	ヒトFyn（P06241）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06241
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤