

Wb、Elisa用抗Fzd3ポリクローナル抗体 - Q9Npg1

商品番号: CM0016105



前書き

ヒトFrizzled-

3 (FZD3) を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。Wntシグナル伝達、神経発生、平面細胞極性の研究に最適です。ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FZD3 ウサギ pAb
別名	Fz-3; FZD3
対象種	ヒト
GeneID	7976
免疫原	ヒトFZD3 (NP_059108.1) のアミノ酸23～205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9NPG1
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤