


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Fzd4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulv1

商品番号: CM0028027



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-FZD4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットFrizzled-4を認識します。組換え免疫原を使用。Wntシグナリングおよび網膜血管形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FZD4 Rabbit pAb
備考/別名	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8322
遺伝子ID	8322
免疫原	ヒトFZD4 (NP_036325.2) のアミノ酸42-179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULV1
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋