

Wb、Elisa用抗Fzd6ポリクローナル抗体 - O60353

商品番号: CM0015146



前書き

ヒトFrizzled-

6 (FZD6) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および平面内細胞極性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FZD6ウサギpAb
備考／別名	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	8323
GeneID	8323
免疫原	ヒトFZD6 (NP_003497.2) のアミノ酸19～201に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60353
タンパク質分子量	79 kDa
輸送	保冷バッグ