

WbおよびElisa用 抗Fzd8ウサギポリクローナル抗体 - Q9H461

商品番号: CM0023335



前書き

ヒトFrizzled-8 (FZD8, FZ-8)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を有します。免疫原はアミノ酸130-275にまたがります。Wntシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FZD8 ウサギ pAb
備考/別名	FZ-8; hFZ8; FZD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8325
GeneID	8325
免疫原	ヒトFZD8 (NP_114072.1) のアミノ酸130-275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H461
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ