

Wb・Elisa用 抗Fzd9 ウサギポリクローナル抗体 - O00144

商品番号: CM0030508

前書き

ヒトFrizzled-9 (FZD9、CD349) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAでの実使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、Wntシグナル伝達や神経発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FZD9 Rabbit pAb
別名	FZD3, CD349, FZD9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8326
遺伝子ID	8326
免疫原	ヒトFZD9 (NP_003499.1) のアミノ酸469～591番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00144
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	氷袋