

Wb、Elisa用 Anti-G0S2 ポリクローナル抗体 - P27469

商品番号: CM0017287

前書き

ヒトG0S2（BCL2に結合してアポトーシスを促進するミトコンドリアタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、細胞死の制御やG0/G1期スイッチ機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G0S2 ウサギ pAb
備考/別名	G0S2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	50486
遺伝子ID	50486
免疫原	ヒトG0S2（NP_056529.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27469
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ