

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-G0S2 ポリクローナル抗体 - P27469

商品番号: CM0029307

前書き

ヒトG0S2タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。G0S2はBCL2に結合し、ミトコンドリアに局在することでアポトーシスを促進する。アポトーシス研究および診断アッセイに最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G0S2 Rabbit pAb
備考 / 別名	G0S2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50486
GeneID	50486
免疫原	合成ペプチド ヒトG0S2 (NP_056529.1) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27469
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ