

WbおよびElisa用 Anti-G2E3 ウサギポリクローナル抗体 - Q7L622

商品番号: CM0017357

前書き

ヒストンH3K14モノユビキチン化のE3ユビキチンリガーゼであるヒトG2E3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。クロマチンおよび細胞周期研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G2E3 ウサギ pAb
備考/別名	PHF7B; KIAA1333; G2E3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55632
遺伝子ID	55632
免疫原	ヒト G2E3 (NP_060239.2) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L622
タンパク質分子量	81 kDa
輸送	保冷バッグ