

抗G3Bp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q13283

商品番号: CM0005001



前書き

ヒトG3BP1（Ras

GTPase活性化タンパク質結合タンパク質1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、免疫蛍光染色/免疫細胞化学、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。ストレス顆粒および自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	G3BP1 Rabbit mAb
備考/別名	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10146
GeneID	10146
免疫原	ヒトG3BP1 (Q13283) のアミノ酸350-450の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13283
タンパク質重量	52kDa
配送	アイスバッグ