

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗G3Bp1 ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済み] - Q13283

商品番号: CM0004864

前書き

ヒトG3BP1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのG3BP1を認識。ストレス顆粒研究、自然免疫、ヘリカーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] G3BP ウサギ mAb
備考/別名	G3BP; HDH-VIII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10146
免疫原	ヒトG3BP1 (NP_938405.1) のアミノ酸210-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13283
タンパク質分子量	52 kDa / 14 kDa
発送	保冷バッグ