

抗G3Bp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Un86

商品番号: CM0030626



前書き

G3BP2 ウサギpAb（ポリクローナル）はWB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。抗ウイルスシグナル伝達に重要なストレス顆粒足場タンパク質（54kDa）を標的とし、RNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G3BP2 ウサギpAb
備考・別名	G3BP2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9908
遺伝子ID	9908
免疫原	ヒトG3BP2（NP_987100.1）のアミノ酸140～280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UN86
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋梱包