


Wb、Elisa用 抗G6Pcウサギポリクローナル抗体 - P35575

商品番号: CM0019767



前書き

G6PC（グルコース-6-ホスファターゼ触媒サブユニット1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。グリコーゲン分解、糖新生、および糖原病の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G6PC ウサギ pAb
備考/別名	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2538
遺伝子ID	2538
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35575
タンパク質分子量	40kDa
輸送	アイスバッグ