

Wb、If/Icc、Elisa用抗G6Pdポリクローナル抗体 - P11413

商品番号: CM0017705



前書き

G6PD（G6PD1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット種と反応します。代謝経路、溶血性貧血、酸化ストレスにおけるグルコース-6-リン酸脱水素酵素の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G6PD Rabbit pAb
備考／別名	G6PD1; G6PD
種	ヒト
GeneID	2539
免疫原	ヒトG6PD（NP_001035810.1）のアミノ酸195～515に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11413
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ