

Wb、Elisa用 抗G6Pdウサギモノクローナル抗体 - P11413

商品番号: CM0002292



前書き

ヒトG6PDに対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ペントースリン酸経路の鍵酵素である内在性G6PD（約59 kDa）を検出します。代謝および貧血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G6PD ウサギ mAb
備考/別名	G6PD1; G6PD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2539
GeneID	2539
免疫原	ヒトG6PD (P11413) のアミノ酸400-500に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11413
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷剤付き