

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗G6Pdウサギモノクローナル抗体 - P11413

商品番号: CM0011775



前書き

ヒトG6PDに対する高親和性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのG6PDを検出し、代謝経路およびレドックス生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G6PD ウサギmAb
備考/別名	G6PD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2539
遺伝子ID	2539
免疫原	ヒトG6PD (NP_001035810.1) のアミノ酸416-515領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11413
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋