

Wb、If/Icc、Elisa用抗G6Pdウサギポリクローナル抗体 - P11413

商品番号: CM0015015



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのG6PDウサギポリクローナル抗体。ペントースリン酸経路、NADPH代謝、赤血球酵素異常症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G6PD Rabbit pAb
備考／別名	G6PD1; G6PD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2539
GeneID	2539
免疫原	ヒトG6PD (NP_001035810.1) の415～515番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11413
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ