


## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Gaaウサギポリクローナル抗体 - P10253

商品番号: CM0028260



### 前書き

ヒトリソソーム $\alpha$ -グルコシダーゼ（GAA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。グリコーゲン分解に必須。グリコーゲン蓄積症研究に関連。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                         |
|------------|-------------------------------------------|
| 製品名        | GAAウサギpAb                                 |
| 備考／別名      | LYAG; GAA                                 |
| 種          | ヒト                                        |
| GeneID（ヒト） | 2548                                      |
| GeneID     | 2548                                      |
| 免疫原        | ヒトGAA（NP_000143.2）のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                 |
| 適用         | WB、IF/ICC、ELISA                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                |
| SWISS      | P10253                                    |
| タンパク質分子量   | 105kDa                                    |
| 発送         | 保冷バッグ                                     |