

Wb、Elisa用抗Gab1ウサギモノクローナル抗体 - Q13480

商品番号: CM0007239



前書き

ヒトGAB1に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。増殖因子受容体シグナル伝達およびMET/HGF経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAB1ウサギmAb
備考／別名	DFNB26; GAB1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2549
免疫原	ヒトGAB1の594～694アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_002030.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13480
タンパク質分子量	76 kDa/80 kDa
輸送	保冷剤