

WbおよびElisa用抗Gab1ウサギポリクローナル抗体 - Q13480

商品番号: CM0026237



前書き

ヒトGAB1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達カスケードにおけるGRB2関連結合タンパク質1の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAB1 Rabbit pAb
備考/別名	DFNB26; GAB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2549
GeneID	2549
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGAB1 (NP_002030.2) のアミノ酸594-694に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13480
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋