

抗Gaba A受容体B1（Gabrb1）モノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P18505

商品番号: CM0003136



前書き

抗GABA

A受容体β1（GABRB1）ウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAでの性能が確認済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。抑制性神経伝達およびてんかん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABA A受容体β1（GABRB1）ウサギmAb
備考・別名	DEE45; EIEE45; GABA A受容体β1（GABRB1）
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2560
GeneID	2560
免疫原	ヒトGABA A受容体β1（GABRB1）（NP_000803.2）のアミノ酸350～450領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18505
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤