


Wb、Elisa用抗Gaba A受容体ベータ2（Gabrb2）ウサギポリクローナル抗体 - P47870

商品番号: CM0021808



前書き

GABA

A受容体ベータ2（GABRB2）を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。抑制性神経伝達および神経疾患の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABA A受容体ベータ2（GABRB2）ウサギpAb
備考／別名	DEE92；ICEE2；GABA A受容体ベータ2（GABRB2）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2561
遺伝子ID	2561
免疫原	ヒトGABRB2（NP_000804.1）のアミノ酸26～244を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47870
タンパク質分子量	59 kDa
配送	保冷バッグ