

抗Gabaトランスアミナーゼ（Abat）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P80404

商品番号: CM0030592

前書き

ヒトGABAトランスアミナーゼ（ABAT）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。GABA代謝や神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABAトランスアミナーゼ（ABAT）ウサギpAb
備考/別名	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	18
GeneID	18
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P80404
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤